

CSP

自動体外式除細動器

AED-9200

〈半自動除細動器／カルジオライフ〉

あなたの行動とAEDで、救える命があります。
もう準備はお済ですか？

迷わず簡単、スリーステップ

NIHON KOHDEN
cardiolife
AED



セントラル警備保障

版權者掲載了解済
アスト株式会社

AED-9200

医療機器承認番号 21700B2G00035000
クラス分類:高度管理医療機器、特定保守管理医療機器

本体



CSP販売のAED9200の商品構成 (カッコ内は数量)

本体 (AED-9200)	(1)
電極パドル	(2)
バッテリー	(1)
レスキューキット	(1)
キャリングバッグ	(1)

カルジオライフAED-9200シリーズ
日本光電工業(日本)/カルディアック・サイエンス・コーポレーション(米国)

CSPおすすめポイント ① だれでも簡単！3ステップ



CSPおすすめポイント ② 電極は左右どちらでもOK！

電極はあらかじめ本体に接続した状態で保管されています。また、電極にも左右の区別がないので、迷わず確実に使用できます。



CSPおすすめポイント ③ 聞きやすい音声案内！

各ステップで自動音声案内が流れます。その指示に従うだけで、迷わず確実に使用できます。また、人が多いところでも聞き取りやすいように、女性の音声になっています。

CSPおすすめポイント ④ セルフチェック機能付！

電極の導通チェックができる唯一のAEDです。その他にも毎日「電極の導通・バッテリー残量・内部電子回路」のチェック、毎月「フル充電・内部放電」のチェックを行います。



診断パネル

CSPおすすめポイント ⑤ 使用可能かすぐわかる！

本体外側のインジケータで、電極を含めたAEDの使用可否を確認できます。また装置がエラーを発見するとアラーム音でお知らせします。



使用可能 使用不可

標準セット



キャリングバッグ



使い捨てパドル
(定期交換部品)



長寿命
リチウムバッテリー
(定期交換部品)



レスキューキット

規格

電極	使い捨てパドル
出力エネルギー	低電流: 170J~220J、高電流: 240J~320J
音声指示	日本語
メモリ	20分の心電図波形とイベント情報
バッテリー	長寿命リチウムバッテリー (充電不可)
バッテリー容量	300回相当の除細動ショック または 約20時間の動作 (新品のバッテリー、20°C)
振動 (sine)	IEC60068-2-6
外装保護	IEC60529、IP23
寸法・質量	幅270×高さ80×奥行310mm (本体) 約3.5kg (バッテリー・電極パドル含む)

オプション商品(収納器)



スタンド型収納ケース



壁掛け型収納ケース